

PETUNJUK PENGGUNAAN SPO2 SIMULATOR MED-S100

Hal : 2 dari 7

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC

Pelaksana : - INSPECTOR QC
- TEKNISI

A. Siapkan Peralatan Pengujian



Gambar 1. peralatan pengujian

1	Kabel Power
2	Power Adaptor AC- DC
3	MED-S100 Unit
4	SpO2 Simulator Probe
5	Pulse Oxymeter Unit

Siapkan Alat uji SPO2 Simulator MED-S100 beserta kelengkapannya seperti kabel power dan selang pada pressure port, siapkan juga alat yang akan diuji seperti blood pressure monitor atau patient monitor.

B. Pemasangan Accessories

- Sambungkan SpO2 Simulator Probe ke MED-S100



Gambar 2. Pemasangan SpO2 Simulator Probe

