





PT. SINKO PRIMA ALLOY		PETUNJUK PENGGUNAAN SPOT LIGHT SPO2	
No. Dokumen : SPA- PP/QC-05	Tgl. Terbit : 02 Mei 2017	Revisi : 00	Hal : 1 dari 4

No	Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan	
1.1		Siapkan Unit Spot Light SPO2
1.2		Siapkan unit sensor SPO2
2	Pelaksanaan	
2.1		Tekan tombol select selama 1 sekon untuk menyalakan unit
2.2		Posisikan bagian yang menyaladari sensor SPO2 menghadap ke bagian belakang simulator SPO2 seperti pada gambar.

2.3



Posisikan seperti gambar, pastikan indicator level pulse mencapai minimum 50 %, jika indicator level pada layar belum tampil maka posisi belum benar/unit mati

2.4



Setting nilai BPM dan SPO2 pada simulator dengan mengarahkan ke menu SPO2 dan HR menggunakan tombol naik dan turun kemudian tekan select untuk mengkonfirmasi menu yang dipilih.

Pilih berapa nilai yang dipilih untuk pengujian menggunakan tombol naik dan turun

2.5




Terdapat pemilihan custom 1 sampai 3 untuk pemilihan settingan secara otomatis, jika menginginkan setting seperti diatas pilih menu manual.

2.6



Perhatikan angka display SPO2 dan BPM pada unit harus sama dengan simulator Spot Light SPO2, maksimal toleransi ± 2 bpm dan kada roksigen $\pm 0,2\%$ dari setting media.

PT. SINKO PRIMA ALLOY		PETUNJUK PENGGUNAAN SPOT LIGHT SPO2	
No. Dokumen : SPA- PP/QC-05	Tgl. Terbit : 02 Mei 2017	Revisi : 00	Hal : 4 dari 4

2.7		Untuk mematikan unit tekan tombol select selama 3 sekon.	
Dibuat Oleh,		Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
Penanggung Jawab		Manager	Director
Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Director			