### PT. SINKO PRIMA ALLOY

# PETUNJUK PENGGUNAAN FETAL ULTRASOUND


No. Dokumen : SPA-PP/QC-32 Tgl. Terbit : 20 Juli 2018 Revisi : 00 Hal : 1 dari 2

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC

Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

1. Bentuk Fisik Fetal Ultrasound Training Phantom



Gambar 1. Bentuk fisik Fetal Ultrasound Training Phantom

- 2. Cara Penggunaan Fetal Ultrasound Training Phantom
- 2.1. Letakan Fetal Ultrasound Training Phantom pada tempat yang rata dan kokoh
- 2.2. Nyalakan USG
- 2.3. Beri gel pada tranducer



Gambar 2. pemberian gel pada tranduser

### PT. SINKO PRIMA ALLOY

## PETUNJUK PENGGUNAAN FETAL ULTRASOUND

No. Dokumen : SPA-PP/QC-32 Tgl. Terbit : 20 Juli 2018 Revisi : 00 Hal : 2 dari 2

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC

Pelaksana

: - INSPECTOR QC

- TEKNISI

#### 2.4. Amati hasil pembacaan pada USG



Gambar 3. hasil pembacaan pada USG

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
Penanggung Jawab	Manager	Direktur

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak,baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur